

Agitador

de Khan Alternativo



Av. Alvarez Thomas 2651
C1431FOD Buenos Aires
Argentina
Tel.: (54-11) 4521-2070
Fax: (54-11) 4522-9535
E-mail: vicking@vicking.com.ar
Web Site: www.vicking.com.ar

MANUAL DE USO

Características Técnica

El agitador de Khan marca VICKING tiene movimiento rectilíneo uniforme con excentricidad 20 mm.

La plataforma de agitación se apoya en cuatro columnas cada una con movimiento universal en cada extremo.

Motorreductor de 12 V. Corriente continua.

El variador electrónico regula la velocidad entre 40 y 250 o.p.m., según el peso de los elementos a agitar. (*)

Timer de 30 minutos.

Interruptor inversor para conectar a Timer o Trabajo continuo(**).

La superficie de trabajo es de 330 x 330 mm con plataforma de goma antideslizante y un sistema de resortes para fijar frascos.

Se apoya sobre cuatro ventosas de goma.

Cable trifilar con descarga a tierra = 3 x 0,75 mm² y ficha moldeada.

Para conectar a 220 V - 50 Hz.

Puesta en marcha y funcionamiento

Una vez fijado el elemento a agitar sobre la bandeja soporte se acciona el interruptor de puesta en marcha.

Si se conecta la función Continua(*), se acciona a continuación la perilla del potenciómetro que regula la velocidad.

Si se conecta la función Timer, se acciona a continuación el tiempo de funcionamiento con la perilla que se encuentra a la derecha del interruptor y luego se regula la velocidad deseada con la perilla ubicada a la izquierda. Transcurrido el tiempo fijado el agitador se detiene.

TABLA DE CARGA Y VELOCIDAD DE AGITACION

PESO KG	12	8	6	4	2
OPM MAX	100	150	200	220	250

(*) Las O.P.M. no son exactas ya que las mismas se regulan por medio de tensión.

(**) El agitador está diseñado para utilizarse en función continua no más de 3 hs.

Control de calidad y funcionamiento

El Agitador de Khan alternativo N°..... ha sido inspeccionado verificándose sus condiciones técnicas y su funcionamiento

Certificado de venta

Nombre de la compañía:.....

Dirección

Fecha de venta

Garantía

El Agitador de Khan alternativo posee garantía total por doce meses a partir de la fecha de compra. Durante este periodo el equipo debe ser reparado sin cargo. La garantía se pierde si la chapa con la indicación del Nro de serie del agitador está dañada o si este ha sido usado en forma distinta a las indicadas en este manual.

Firma y sello del Distribuidor Oficial