

TERMOSTATO CON CIRCULACIÓN MODELO TVD



Características Técnicas:

Rango de temperatura:	Ambiente + 5°C a 99° C.
Control de temperatura:	Electrónico proporcional con microprocesador.
Lectura de Temperatura:	Digital de 2 dígitos.
Ajuste de Temperatura:	Digital de 2 dígitos.
Estabilidad de temperatura:	+/- 0,3° C.
Bomba de circulación:	Caudal máximo 6 L / min. a h = 0
Seguro sobre temperatura:	Termostato hidráulico variable.
Conexión para:	220 V. 50 / Hz.

Catálogo N° 7002

Distribuidor Oficial