


COLPOSCOPIO BINOCULAR

MARCA CM FABRICADO POR VICKING S.R.L.



Características Técnicas:

Colposcopio Binocular Standard Modelo CM-011

- Distancia libre de trabajo: 250 mm.
- Diámetro de campo visual: 18 mm.
- Profundidad del foco: 4 mm.
- Aumentos: 13X
- Lámpara: Halógena 6V 20W.
- Intensidad de luz variable: 4 -5 -6 v
- Fusible: T160 mA L / 250 v
- Filtro verde
- Base con pie Rodante
- Inclinación del cabezal: 45°
- Giro Horizontal: 360°
- Mecanismo doble de enfoque por piñón y cremallera y de inclinación por una sola perilla de mando
- Mecanismo para el desplazamiento vertical del cabezal, montado sobre soporte giratorio
- Resorte para sistema de suspensión y regulación mecánica del estativo
- Regulación de altura: 990mm a 1290mm
- Óptica de alta resolución
- Modo de Operación: Intermitente
- Voltaje: 220 v - 50/60 Hz - Potencia 20W
- Voltaje a pedido: 110 v - 50/60 Hz

AUTORIZADO POR L.A.A.N.M.A.T. PM-1336-1

Distribuidor Oficial