

Baños termostáticos y cabezales de circulación  
Agitadores, vortex y rotadores - Propipetas de caucho  
Policubetas descartables fondo en "U" 96 cavidades.

Desde 1966 fabricando equipos para laboratorio



## Agitadores de KLINE y de KAHN



### AGITADOR DE KLINE

Catálogo N° 6002

- Para usar en bancos de sangre, serología, bacteriología y laboratorios químicos, V.D.R.L., Etc.
- Movimiento orbital.
- Plataforma de sustentación de 330 x 330 mm. para cubetas, policubetas y frascos, para los cuales cuenta con un sistema de resortes para su fijación.
- Velocidad de agitación variable entre 40 y 250 r.p.m. en forma continua por medio de dial graduado.
- Amplitud de oscilación 20 mm.
- El agitador puede usarse con el reloj interruptor de tiempo automático hasta 30 minutos o sin reloj para operación continua, con simplemente accionar el interruptor pasando de un sistema al otro.
- Se afirma sobre cuatro ventosas de goma y la plataforma superior está recubierta de una lámina de goma para evitar deslizamientos.
- A pedido se fabrican soportes según necesidad.

### AGITADOR DE KAHN

Catálogo N° 6003

- Iguales características que el agitador de KLINE.
- Movimiento rectilíneo alternativo.

Distribuidor Oficial

