

## TERMOSTATO CON CIRCULACIÓN MODELO TVP-1



### Características Técnicas:

<b>Rango de temperatura:</b>	Ambiente + 5°C a 100° C.
<b>Control de temperatura:</b>	Electrónico proporcional.
<b>Lectura de Temperatura:</b>	Termómetro de mercurio (no incluido)
<b>Posee 3 puntos fijos:</b>	25° - 37° - 56°C
<b>Estabilidad de temperatura:</b>	+/- 0,1° C.
<b>Bomba de circulación:</b>	Caudal máximo 6 L / min. a h = 0
<b>Seguro sobre temperatura:</b>	Termostato hidráulico variable.
<b>Potencia de calentamiento:</b>	1000 W
<b>Conexión para:</b>	220 V. 50 / Hz.

Catálogo N° 7004

Distribuidor Oficial